

LOTTO	DESCRIZIONE
	GUIDA IDROFILA ex lotto 2
1	<p>Guida idrofila TIPO STIFF in Nichel titanio, con primo rivestimento in poliuretano e trattamento esterno con polimero idrofilico, marcatura in tugsteno, monopezzo. Lunghezza cm 150, punta angolata, flessibile cm 3, inc. 0,035 / 0,038 20 Lunghezza cm 180, punta angolata, flessibile cm 3, inc. 0,035 / 0,038</p> <p>Guida idrofila STANDARD in Nichel titanio, con rivestimento in poliuretano e trattamento esterno con polimero idrofilico, marcatura in tugsteno, monopezzo. Lunghezza cm 150-180, punta dritta, punta preformabile flessibile cm 3, inc. 0,035 / 0,03</p>
	KIT PER RESEZIONE ex lotto 29
2	Kit per la resezione transuretrale della prostata composto da: catetere prostatico in silicone punta dufour ch 18/20/22/24 + evacuatore vescicale monouso + tubo di irrigazione a due vie + sacca urina da 4 lt con camera anti-reflusso ventilata. Possibilità di connessione al resettore Storz/ Olympus/Wolf
	BASKET ex lotto 35
3	basket per estrazione calcoli monouso in acciaio Ø 3,0 fr., lunghezza 120 cm.; cestello in nitinol 4 fili con canale coassiale per fibra laser litotrissia, impugnatura asportabile, monouso in confezione sterile .
	SET DRENAGGIO ex lotto 57
4	<p>Set per drenaggio percutaneo nelle seguenti tipologie e misure:</p> <p>Set per nefrostomia percutanea completo di dilatatori progressivi lunghi 20cm, tubo di connessione, ago introduttore e guida, catetere a Pigtail da 6fr lungo 15cm e 8, 10 12 e 14fr lungo 30cm e con catetere Malecot da 8, 10, 12, 14 e 16fr lungo 30cm. Sterile e monouso</p> <p>Catetere di ricambio per i set sopra descritti con punta Pigtail da 6fr lungo 15cm e 8, 10 12 e 14fr lungo 30cm e Malecot 8, 10, 12, 14, 16, 18 20, 22 e 24fr lungo 30cm.</p>
	CATETERI AUTOLUBRIFICANTI PUNTA TIEMANN ex lotto 80
5	CATETERI AUTOLUBRIFICANTI CON ATTACCO LUER LOCK STERILI IDROFILI E PRONTI ALL'USO COSTITUITI DA GLICERINA ED ACQUA PER IL CATETERISMO INTERMITTENTE DOTATO DI GUAINA NO-TOUCH. CATETERE LEGGERO, COMPATTO CHE RENDE LA MANOVRA DI SVUOTAMENTO DELLA VESCICA SEMPLICE VELOCE E SICURA. IL CATETERE NON NECESSITA DI ATTIVAZIONE. LUNGHEZZA 45 cm UOMO DA CH 08 A CH 16 CON PUNTA TIEMANN
	CATETERI AUTOLUBRIFICANTI PUNTA NELATON ex lotto 83
6	CATETERI AUTOLUBRIFICANTI CON ATTACCO LUER LOCK STERILI IDROFILI E PRONTI ALL'USO COSTITUITO DA GLICERINA ED ACQUA PER IL CATETERISMO INTERMITTENTE DOTATO DI GUAINA NO-TOUCH. CATETERE LEGGERO, COMPATTO CHE RENDE LA MANOVRA DI SVUOTAMENTO DELLA VESCICA SEMPLICE VELOCE E SICURA. IL CATETERE NON NECESSITA DI ATTIVAZIONE. LUNGHEZZA 45 cm UOMO DA CH 08 A CH 16 CON PUNTA NELATON

CATETERI AUTOLUBRIFICANTI CON ATTACCO LUER LOCK STERILI IDROFILI E PRONTI ALL'USO COSTITUITO DA GLICERINA ED ACQUA PER IL CATETERISMO INTERMITTENTE DOTATO DI GUAINA NO-TOUCH. CATETERE LEGGERO, COMPATTO CHE RENDE LA MANOVRA DI SVUOTAMENTO DELLA VESCICA SEMPLICE VELOCE E SICURA. IL CATETERE NON NECESSITA DI ATTIVAZIONE. LUNGHEZZA 20 cm DONNA DA CH 08 A CH 16 CON PUNTA NELATON

CATETERE VESCICALE ex lotto 90

7

Catetere vescicale in Lattice con punta Foley rivestito internamente ed esternamente da una lega di metalli nobili (oro, argento e palladio), per la riduzione del rischio di colonizzazione e di infezione intra ed extra lume, catetere correlato (CAUTI)

Modello adulti cm 40 - 2 vie- 12-14-16-18 Fr

Modello adulti cm 40 - 3 vie - 16-18 Fr

Modello Pediatrica cm 30 - 2 vie -8-10 Fr

Catetere vescicale in silicone idrofilo, con punta Foley e Tiemann, rivestito internamente ed esternamente da una lega di metalli nobili (oro, argento e palladio), per la riduzione del rischio di colonizzazione e di infezione intra ed extra lume, catetere correlato (CAUTI)

Modello adulti cm 40 - 2 vie- 12-14-16-18 Fr

Modello adulti cm 40 - 3 vie - 16-18 Fr

Modello adulti cm 26 -2 vie- 12-14-16-18 Fr

Modello adulti punta Tiemann cm 41 - 2 vie - 12-14-16-18 Fr

Modello Pediatrica cm 31 - 2 vie- 6-8-10 Fr

Catetere vescicale in silicone idrofilo, con punta Foley, rivestito internamente ed esternamente da una lega di metalli nobili (oro, argento e palladio), per la riduzione del rischio di colonizzazione e di infezione intra ed extra lume, catetere correlato (CAUTI) completo di Termistore serie 400

Modello adulti cm 44 - 2 vie- 12-14-16-18 Fr

Modello Pediatrica cm 31 - 2 vie- 6-8- Fr

SFINTERE EX LOTTO 107

8

Sfintere Urinario Artificiale impiantabile composto da Palloncino di regolazione pressione, Pompa di controllo con pulsante di disattivazione immediata del gonfiaggio della cuffia, Cuffia di occlusione. Tutti i componenti devono essere in silicone con rivestimento idrofilico.

Misure del Palloncino di regolazione pressione: 40-49; 50-59;60-69;70-79;80-89 H2O

Misure della cuffia di occlusione: 3,5; 3,75; 4; 4,25; 4,5; 4,75; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13;

Kit Accessori impianto

Sistema connettori Y per impianto doppia cuffia.

EVACUATORE EX LOTTO 155

9	Stumen+E490:AK491to per irrigazione ed evacuazione della vescica durante interventi cistoscopici e resettoscopici nei seguenti formati:
	Evacuatore a siringa con corpo in vetro e acciaio inox, capacità 150ml, con cono fisso
	Evacuatore con corpo in vetro, cono di bloccaggio e palloncino per la pressione
	Siringa per il lavaggio manuale con controllo di pressione e sistema di arresto a clamp, completo di connettore per irrigazione ed inserimento di fibre laser o cestelli per calcoli
DISPOSITIVO PER RACCOLTA LIQUIDI EX LOTTO 166	
10	Dispositivo per la raccolta liquidi, da applicare a tavolo uro endoscopico, con frame flessibile, profilo a D, tridimensionale, con cestello a griglia forata raccolta chips e tessuti asportabile, tubo estensibile passo F/F 22 mm., sezione perineale con lato adesivo e superficie anti scivolamento, compatibili e utilizzabili con telai flessibili con morsetti contrapposti e paralleli, monouso in confezione sterile
	Telaio flessibile per dispositivo raccolta liquidi, profilo D , pluriuso, in due versioni : A) posizionamento litotomico, morsetti contrapposti, B) posizionamento laterale per PCN, morsetti paralleli
	Dispositivo a parallelepipedo per assorbimento liquidi sala da collegare a aspirazione centrale
MORCELLATORE EX LOTTO 176	
11	Morcellatore monouso a batteria con 7 livelli di velocità selezionabili da 980 giri/minuto a 2950 giri/minuto con motore e stazione di ricarica kit 50 lame
MEDICAZIONE EX LOTTO 185	
12	Medicazione filmogena avanzata in gel siliconico inerte, gas permeabile, semioclusivo, non assorbibile, battereostatico, per la prevenzione e cura delle cicatrici anomale provocate da ferite ed ustioni, a protezione dall'invasione chimica e microbica, sigillante per accessi vascolari. Dispositivo in confezione sterile di facile applicazione il tubetto o flaconi di formato da 50 grammi.
MEDICAZIONI EX LOTTO 192	
13	Adesivo topico sterile, composto da una rete autoadesiva flessibile in poliestere ed un adesivo topico a base di 2-octil cianoacrilato con potere antibatterico verso i Gram + e Gram -
	Medicazione Emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata e rigenerata in forma fibrillare costituito da 7 strati separabili, con comprovata azione antibatterica ed effetto emostatico da studi clinici su brand in vitro e in vivo, pubblicate su riviste scientifiche accreditate, conservazione a temperatura ambiente, in confezione doppia, sterile, Misura 5,1 x 10,2
	Medicazione Emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata e rigenerata in forma fibrillare costituito da 7 strati separabili, con comprovata azione antibatterica ed effetto emostatico da studi clinici su brand in vitro e in vivo, pubblicate su riviste scientifiche accreditate, conservazione a temperatura ambiente, in confezione doppia, sterile, Misura 10,2 x 10,2
	Medicazione Emostatica sterile, assorbibile, in cellulosa ossidata e rigenerata in forma fibrillare non tessuta, con comprovata azione antibatterica ed effetto emostatico da studi clinici su brand in vitro e in vivo, pubblicate su riviste scientifiche accreditate, conservazione a temperatura ambiente, in confezione doppia, sterile, Misura 10,2 x 10,2

	<p>Medicazione emostatica sterile, assorbibile costituita da aggregati di polvere di cellulosa ossidata e rigenerata con comprovata azione antibatterica ed effetto emostatico da studi clinici su brand in vitro ed in vivo, pubblicate su riviste scientifiche accreditate. Rapido effetto emostatico per la gestione di sanguinamenti a nappo di superfici ampie (area 8,1 cm x 8,1 cm). Quantità 3 gr.</p>
	PATCH EX LOTTO 197
14	<p>Patch in pericardio bovino decellularizzato fissato in glutaraldeide monomerica. Detossificato tramite trattamento che consente l'eliminazione di tutti i residui cellulari e tutti i residui di aldeidi libere.</p> <p>Elasticità e resistenza ottimizzata dal materiale monostrato e senza laminazione.</p> <p>Conservato in soluzione non tossica di glicol propilene pronto per l'utilizzo immediato.</p>
	cm 2x2 spessore mm8
	cm 4x4 spessore mm8
	cm 5x8 spessore mm8
	cm 4x4 spessore mm4
	cm 5x8 spessore mm4
	DISPOSITIVO IN GEL EX LOTTO 208
15	<p>Dispositivo medico composto da Gel in fiale con ago metallico, specifico per infiltrazioni a livello uretrale con effetto "bulking" nella incontinenza urinaria di grado lieve e moderato, in pazienti di entrambi i sessi e nel reflusso vescico-ureterale. Il trattamento deve essere compatibile con successivi impianti di sfintere artificiale urinario.</p> <p>Il gel deve essere sostituito da due componenti quali microsfeere di Dextranometro e Acido ialuronico stabilizzato di origine non animale (NASHA).</p> <p>Il gel deve essere biocompatibile, biodegradabile, non immunogenico e non deve comportare rischi di migrazione dell'impianto.</p> <p>L'ago deve avere le seguenti misure: 23 Gauge, 3, 7 Fr, 350 mm lunghezza</p>
	Prostate Biopsy Kit.
	confezionato in una scatola compatta e contiene al suo interno:
	KIT PROSTATA EX LOTTO 212
16	<p>Disegno della forma della prostata, a supporto di un corretto prelievo, con colore azzurro per il lato sinistro e arancione per il lato destro</p> <p>Spugnette (filtri per biopsie). Tale accessorio, inumidito e inserito all'interno delle cassette, consente una volta adagiato e steso bene il frustolo di prostata, che lo stesso rimanga disteso e non si "arricci", garantendo quindi un'ottimale analisi patologica</p> <p>Cassette azzurre pre marcate SX e cassette arancio pre marcate DX, richiamando i colori del disegno della prostata, consentendo una più facile ed immediata indicazione della provenienza del campione</p> <p>Cestelli porta cassette, perfetti per evitare il rischio di galleggiamento delle cassette (e quindi la mancata fissazione da cui consegue l'impossibilità di effettuare l'analisi e il dover richiamare il paziente per rifare l'esame)</p> <p>2 contenitori di SafeCapsule da 250ml riempiti con soluzione neutra con i relativi tappi rossi pre-riempiti di formalina</p> <p>2 sacchetti per il trasporto dei campioni biologici.</p>
	SISTEMA DISPERSIONE FUMI EX LOTTO 225
17	Sistema di dispersione fumi per laparoscopia nelle seguenti tipologie:

	<p>filtro verde con flusso max 6.0 l/min a 15mmHG a pressione differenziale e/o filtro rosso flusso max 8.0 l/min. a 15mmHG a pressione differenziale</p> <p>MANIPOLI EX LOTTO 258</p>
18	<p>Set manipoli per generatore a ultrasuoni(Bowa) a corrente torsionale monouso, composto da :</p> <p>Manipolo forbici dissezione rette Open 200</p> <p>Manipolo forbici dissezione rette 500</p> <p>Manipolo forbici dissezione curve Open 200</p> <p>Manipolo forbici dissezione curve laparoscopiche 400</p> <p>Manipolo forbici dissezione curve laparoscopiche 500</p> <p>Manipolo resettore retto Open 200</p> <p>Manipolo resettore retto laparoscopico 400</p> <p>POLISACCARIDE EX LOTTO 259</p>
19	<p>Polisaccaride naturale (100% Amido Vegetale Purificato) Wa-Carboxymethyl di diametro 40 UM ultra idrofiliche con capacità di</p> <p>assorbimento superiore 18 volte il proprio peso per il controllo immediato di sanguinamenti sia venosi che arteriosi 100%</p> <p>vegetale 100% riassorbibile in 48 ore.</p> <p>Nelle misure :</p> <p>2g</p> <p>3g</p> <p>SISTEMA PER BIOPSIA PROSTATICA EX LOTTO 266</p>
20	<p>Sistema di accesso transperineale per biopsia prostatica, composto dai seguenti prodotti monouso, sterili:</p> <p>Guida per ago con rotaia e morsetto assemblabile ad una sonda ecografica transrettale di tipo cilindrico (tipo sistema BK)</p> <p>Ago di accesso, che faccia da guida all'ago da biopsia per la prostata, lunghezza 4.3 cm, (lunghezza Totale sistema 7 cm.), canale da 15 G</p> <p>FIBRE OTTICHE EX LOTTO 282</p>
21	<p>Fibre ottiche per laser a Olmio ad alta potenza, con vari calibri fino a quattro tipologie dedicate per l'attivazione dei sistemi di ottimizzazione dell'energia laser sui trattamenti effettuati: le monouso normali, le monouso con effetto ridotto, le monouso per la vaporizzazione e le riutilizzabili.</p> <p>Le fibre devono essere disponibili nelle seguenti tipologie:</p> <p>Monouso normali</p> <p>Queste fibre dal rivestimento verde con sparo sulla punta distale sferica sono monouso e compatibili con la lunghezza d'onda ad olmio e Nd:Yag; in particolare per le procedure urologiche come RIRS e Miniperc si deve presentare la possibilità di lavorare con fibre da 200 µs e di arrivare fino a 120 Hz di Frequenza e sino a 60 Watt di Potenza.</p> <p>Queste fibre devono essere compatibili con una tecnologia (supportata da molteplici studi scientifici) per l'annullamento della retropulsione nel trattamento della calcolosi, lavorando a contatto e non a contatto.</p> <p>Devono essere disponibili in confezione singola ed in configurazioni da:</p> <p>200 µs (Diametro interno 230, max diametro esterno 0.39 mm – necessita canale di lavoro min 3.6 F – raggio di piegatura 6 mm). Devono poter essere utilizzate per la Calcolosi RIRS e inserite anche con strumento flesso fino a 60 w di Potenza e 120 Hz di Frequenza.</p>

365 µs (Diametro interno 390, max diametro esterno 0.58 mm – necessita di canale di lavoro 6.15 F – raggio di piegatura 14 mm). Devono poter essere utilizzate per la Calcolosi con endoscopi semi-flessibili e rigidi.
550 µs (Diametro interno 550, max diametro esterno 0.78 mm - necessita di canale di lavoro minimo 7.95 F – raggio di piegatura 20 mm). Devono poter essere utilizzate per la Calcolosi (Vescicale e PCNL) e HoLEP con endoscopi rigidi.
Monouso per la vaporizzazione
Questa è una fibra monouso a sparo laterale che può essere utilizzata per ottenere una più efficace vaporizzazione dell'adenoma prostatico. Max diametro esterno 2.5 mm, necessita canale di lavoro 7.5 F lunghezza totale 310 cm. Angolo di uscita raggio laser 80°.
Deve essere fornita in confezione singola.
Riutilizzabili normali
Queste fibre dal rivestimento blu con sparo sulla punta distale sferica sono riutilizzabili e compatibili con la lunghezza d'onda ad olmio e Nd:Yag; devono poter essere utilizzate in ambiente acquoso e per molteplici procedure endoscopiche. Devono essere presterilizzate a ossido di etilene e rese disponibili in confezioni singole.
Devono essere disponibili in configurazioni da:
200 µs compatibile con sistema SIS (Max Diametro interno 0,272 mm, max diametro esterno 0.45 mm – necessita canale di lavoro 1.7 F). Devono poter essere utilizzate per calcolosi RIRS fino a 45 Watt di Potenza.
365 µs compatibile con sistema SIS (Diametro interno 390, max diametro esterno 0.58 mm – necessita di canale di lavoro 6.15 F – raggio di piegatura 14 mm). Devono poter essere utilizzate per calcolosi con endoscopi flessibili e rigidi.
550 µs compatibile con sistema SIS (Max Diametro interno 0,550 mm, max diametro esterno 0.78 mm - necessita di canale di lavoro minimo 2.7 F). Devono poter essere utilizzate per Calcolosi (Vescicale e PCNL) e HoLEP con endoscopi rigidi.
1000 µs compatibile con sistema SIS (Max Diametro interno 0,940 mm, max diametro esterno 1.45 mm - necessita di canale di lavoro minimo 5.0 F). Devono poter essere utilizzate per Calcolosi (Vescicale e PCNL) e HoLEP con endoscopi rigidi.
MONOUSO EFFETTO RIDOTTO
<p>Queste fibre dal rivestimento verde con sparo sulla punta distale sferica sono monouso e compatibili con la lunghezza d'onda ad olmio e Nd:Yag; in particolare per le procedure urologiche come RIRS e Miniperc si deve presentare la possibilità di lavorare con fibre da 200 µs e di arrivare fino a 45 Hz di Frequenza e sino a 60 Watt di Potenza.</p> <p>Queste fibre devono essere compatibili con una tecnologia (supportata da molteplici studi scientifici) per l'annullamento della retropulsione nel trattamento della calcolosi, lavorando a contatto e non a contatto e per lottimizzazione dell'energia laser sui tessuti molli..</p> <p>Devono essere disponibili in confezione singola ed in configurazioni da:</p>
200 µs (Diametro interno 230, max diametro esterno 0.39 mm – necessita canale di lavoro min 3.6 F – raggio di piegatura 6 mm). Devono poter essere utilizzate per la Calcolosi RIRS e inserite anche con strumento flesso fino a 60 w di Potenza e 45 Hz di Frequenza.

	365 µs (Diametro interno 390, max diametro esterno 0.58 mm – necessita di canale di lavoro 6.15 F – raggio di piegatura 14 mm). Devono poter essere utilizzate per la Calcolosi con endoscopi semi-flessibili e rigidi.
	550 µs (Diametro interno 550, max diametro esterno 0.78 mm - necessita di canale di lavoro minimo 7.95 F – raggio di piegatura 20 mm). Devono poter essere utilizzate per la Calcolosi (Vescicale e PCNL) e HoLEP con endoscopi rigidi.
	RIUTILIZZABILI EFFETTO RIDOTTO
	Queste fibre dal rivestimento blu con sparo sulla punta distale sferica sono riutilizzabili e compatibili con la lunghezza d'onda ad olmio e Nd:Yag; sono disponibili in configurazioni da:
	200 µs compatibile con sistema SIS (Max Diametro interno 0,272 mm, max diametro esterno 0.45 mm – necessita canale di lavoro 1.7 F)
	365 µs compatibile con sistema SIS (Diametro interno 390, max diametro esterno 0.58 mm – necessita di canale di lavoro 6.15 F – raggio di piegatura 14 mm)
	550 µs compatibile con sistema SIS (Max Diametro interno 0,550 mm, max diametro esterno 0.78 mm - necessita di canale di lavoro minimo 2.7 F)
	1000 µs compatibile con sistema SIS (Max Diametro interno 0,940 mm, max diametro esterno 1.45 mm - necessita di canale di lavoro minimo 5.0 F)
	CATETERI EX LOTTO 284
22	Cateteri uretrali senza palloncino in neoplex con due fori lunghezza 40 cm con punta Couvaliere ch 20,22.24,26
	SONDA EX LOTTO 286
23	Sonda per ricerca linfonodo sentinella
	SIRINGA PRERIEMITA DI GEL EX LOTTO 287
24	GEL LUBRIFICANTE
	Siringa preriempita di gel lubrificante per uso urologico ed endoscopico a base di idrossietilcellulosa con proprietà disinfettante. Sterile sia il contenuto, che il contenitore, da 6ml - 11ml - 20ml.
	Siringa preriempita di gel lubrificante per uso urologico a base di idrossietilcellulosa con proprietà anestetico locale e disinfettante. Sterile sia il contenuto, che il contenitore, da 5ml - 10ml.
	Siringa preriempita di gel lubrificante per uso urologico a base di idrossietilcellulosa solo con proprietà di anestetico locale. Sterile sia il contenuto, che il contenitore, da 11ml.
	Siringa preriempita di gel lubrificante per uso urologico ed endoscopico neutro. Sterile sia il contenuto, che il contenitore, da 10ml.
	Siringa preriempita sterile con Acido ialuronico e Solfato di Condroitina + adattatore di sicurezza, sterile sia il contenuto, che il contenitore, monouso, da 50ml.
	Siringa preriempita che permetta l'ancoraggio dei cateteri urologici alla vescica (sia in silicone, che in lattice). La soluzione deve contenere Triclosan, che neutralizza la formazione di biofilm sul palloncino. Sterile sia il contenuto, che il contenitore, da 10ml.

QUANTITA' ASP AGRIGENTO	QUANTITA' GIGLIO CEFALU'	QUANTITA' ASP CALTANISSETTA	QUANTITA' ASP PALERMO	QUANTITA' ASP TRAPANI	QUANTITA' ARNAS CIVICO
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------

400		250	20	130	0
-----	--	-----	----	-----	---

400		250	20	240	0
-----	--	-----	----	-----	---

300		20	300	515	10
-----	--	----	-----	-----	----

40		10	20	27	0
----	--	----	----	----	---

200		80	20	130	50
-----	--	----	----	-----	----

400		80	20	170	50
-----	--	----	----	-----	----

400		150	0	300	50
-----	--	-----	---	-----	----

400		150	500	300	50
-----	--	-----	-----	-----	----

400	150	500	150	70
-----	-----	-----	-----	----

1010	50	200	550	130
110	50	200	550	120
110	50	0	370	10

1010	550	200	520	120
110	550	200	520	200
110	350	200	520	150
	250			
110		400	700	150
110	100	0	10	150

1010	150	200	220	50
110	70	0	8	30

2	15	0	4	1
2	15	0	4	2
2	15	0	4	1
2	15	0	4	1

8		2	100	23	10
8		2	100	45	0
4		2	100	25	0
200		55	100	140	0
10		12	100	140	0
4		15	100	40	0
100		30	10	18	0
4		20	100	10	0
80	100	0	100	100	6
80	100	0	100	350	10
80		0	100	80	10
160	100	0	100	80	10

160	0	100	270	10
-----	---	-----	-----	----

5	0	10	3	2
10	0	10	3	3
10	0	10	3	3
5	0	10	3	20
10	0	5	3	3

40	0	100	1	0
----	---	-----	---	---

600	20	100	33	0
-----	----	-----	----	---

20	50	0	12	40
50	50	50	50	50
50	50	50	50	50
50	50	50	50	50
50	50	50	50	50
50	50	50	50	50
50	50	50	50	50
50	50	50	50	50

5	5	5	5	10
5	5	5	5	10

10	10	10	10	10
----	----	----	----	----

100	50	50	5	5
-----	----	----	---	---

120	50	50	5	5
-----	----	----	---	---

200	100	100	5	5
120	80	80	5	5

200	100	100	20	20
-----	-----	-----	----	----

130	70	70	20	20
-----	----	----	----	----

230	130	130	20	20
-----	-----	-----	----	----

150	70	70	5	5
-----	----	----	---	---

200	200	100
-----	-----	-----

	150	150	100	
	200	200	100	
	200	200	10	
	150	150	10	
	200	200	10	
400	200	200	10	
10	10	10	10	5
10	2	2	2	2
2				
10	10	10	10	10
10	10	10	10	10
10	10	10	10	10
10	10	10	10	10
10	10	10	10	10

QUANTITA' POLICLINICO GIACCONE	QUANTITA' VILLA SOFIA CERVELLO
--------------------------------------	--------------------------------------

400 5

400 5

0 10

50 0

0 0

0 0

400 50

300 50

300	50
-----	----

700	120
-----	-----

700	100
-----	-----

100	10
-----	----

800	100
-----	-----

600	80
	20

700	80
	20

100	
	50
	20

0	1
---	---

0	1
---	---

0	1
---	---

0	1
---	---

10	0
10	0

50	0
----	---

0	0
---	---

0	0
---	---

0	0
---	---

0	0
---	---

0	5
---	---

30	5
----	---

100	10
-----	----

100	10
-----	----

100	10
-----	----

100 10

10 2

20 0

100 250

3	20
---	----

50	50
50	50
50	50
50	50
50	50
50	50
50	50

5	0
5	0

10	5
----	---

500

300

400

400

300

400

400

500

300

400

400

300

400

400

10	0
----	---

2	0
---	---

200	0
-----	---

200	0
-----	---

200	0
-----	---

200	0
-----	---

200	0
-----	---

200	0
-----	---